



CARDIOVIT AT-2 plus

Два прибора в одном!

ЭКГ и спирометрия:

до недавнего времени, важность спирометрии для ранней диагностики хронических обструктивных заболеваний легких и некоторых сердечных заболеваний была серьезно недооценена. Тем не менее, все большее число пациентов, страдающих хроническими обструктивными нарушениями функции внешнего дыхания ясно указывают на необходимость проведения тестов ФВД.

SCHILLER стал первым производителем, объединившим основные функции кардиопульмональной диагностики в одном приборе – **CARDIOVIT AT-2 plus**.



SCHILLER

Искусство Диагностики

CARDIOVIT AT-2 plus

ДВА ПРИБОРА В ОДНОМ!

Простота в эксплуатации – двойная выгода!

- Два теста в одном приборе – быстрая окупаемость
- Две различных функции управляются с одного прибора
- Удобство при транспортировке благодаря небольшому весу и компактным размерам
- Высочайшее качество и абсолютная надежность
- Встроенный принтер обеспечивает распечатки в формате A4, удобном для архивирования
- Получение распечатки с рекомендациями по постановке диагноза и всеми измерениями менее, чем за 20 секунд
- Встроенный аккумулятор
- Расширенные возможности печати и функция неограниченного копирования
- Противоударная буквенно-цифровая клавиатура с прямыми функциональными клавишами позволяет быстро и легко ввести данные пациента
- Возможность сохранения результатов тестирования для более, чем 60 пациентов (опция)
- Данные могут быть переданы на компьютер




Проверенные ЭКГ-технологии:

- 6-канальная печать в режиме реального времени при 5, 25 или 50 мм/с
- Функция автоматической печати по 6 или 12 каналам на одной или двух страницах
- Быстрая, надежная программа интерпретации ЭКГ на базе ПК, включающая полные измерения для детей и взрослых (опция)
- Качество кривой от всех 12 отведений может быть проверено на встроенном 3-канальном мониторе – эта опция экономит время и бумагу
- Необходимость в повторных исследованиях сводится к нулю, потому

что качество кривой на распечатке оптимизировано при помощи сглаживающего фильтра SSF SCHILLER и фильтра, стабилизирующего изолинию SSB SCHILLER.





Высокие стандарты спирометрии:

- Уникальный одноразовый датчик SP-250 минимизирует риск перекрестного заражения
- Компактный и легкий датчик
- Простая и быстрая процедура калибровки
- Инспираторные/экспираторные тесты: FVC, SVC, MV, MVV, а также пре- и постмедикационные тесты
- Таблицы должных значений сохраняются и могут быть выбраны
- Визуальная поддержка благодаря кривым реального времени и информации об измерениях на большом экране

