



Lojer Capre 120E и 125E



LOJER® *For easy care*

■ Healthcare | Senior Care | Medical Wellness





Lojer Capre	125E	120E	
Количество секций лежа	5	3	
Общая длина (см.)	202	202	
Ширина лежа (см.)	55,65,75	55,65,75	
Кожезаменитель SKAI Fashion/Lux (15 цветов)	•	•	
Анатомическая форма лежа стола	•	•	
Опоры для рук, регулируемые по высоте, с возможностью отвода в стороны и использования как боковых опор	•	-	
Головная секция с регулировкой угла при помощи газовой пружины	•	•	
Головная секция с двойной артикуляцией	опция	-	CA104
Ножная секция регулируемая (угол подъема)	+70°/-12°	+70°/-12°	
Дренажный угол (при помощи газовой пружины или электромотора)	опция	опция	CA107/108
Центрально-блокирующиеся колеса	•	•	
Ножки для выравнивания уровня стола	•	•	
Диапазон регулировки высоты стола (см.)	48-88	48-88	
Беспроводной инфракрасный пульт управления	опция	опция	CA114
Педаль для регулировки высоты в виде рамы	•	•	
Опорные ножки, выполненные из трубы круглого сечения.	•	•	
Дизайнерский пакет (5 вариантов)	опция	опция	
Держатель одноразовых простыней (ширина 50 или 60 см.)	опция	опция	CA110/111
Упор для мобилизации тазобедренного сустава	опция	опция	CA113
Упор для мобилизации плеча	опция	опция	CA112
Аккумуляторная батарея	опция	опция	CA116
Номинальная нагрузка	250 кг	250 кг	
Соответствие стандартам MED 42/EEC	•	•	
Гарантийный срок	2/10 лет	2/10 лет	
Страна происхождения	Финляндия	Финляндия	

Пояснения: • – стандартная характеристика опция – Дополнительная принадлежность - – не доступно

Базовая модель



125E

Дизайнерский пакет



Espresso brown
(CA119)



Piano white
(CA120)



Emerald Black
(CA121)



Graphite night
(CA122)



Silver storm
(CA123)



120E



опция CA107



опция CA104



опция CA107



опция CA114

Дизайнерский пакет	Тип станины	Тип защитного кожуха станины	Кожезаменитель
Espresso brown	Хром	Имитация дерева	Espresso - Perle
Piano white	Хром	Глянцевый белый	Lime - Snow white
Emerald Black	Хром	Черный металл	Schwarz - Snow white
Graphite night	Хром	Карбон	Schwarz - Snow white
Silver storm	Белый	Нержавеющая сталь	Ocean - Snow white

LOJER® For easy care

Представительство Lojer Oy в России

Россия, Москва, ул. Вере́йская 29 стр. 134 | БЦ "Вере́йская Плаза III"

Тел. +7-495 -725-06-95 | www.lojer-medical.ru

