

Массажные столы Lojer 105 серии Capre

Дизайнерское решение для повседневной работы

Устойчивые, надежные и легкие в эксплуатации массажные столы в великолепном дизайне и с широким спектром опций и цветовых решений. Созданные для повседневной работы, массажные столы Lojer 105 имеют лучшее соотношение цены и качества на рынке.

В качестве обивки во всех столах серии Capre используется высококачественный кожзаменитель SKAI. Благодаря закрытой форме привода и ровной поверхности ложа, чистка стола не вызывает сложности.

*Столы серии Capre –
несомненные лидеры
на рынке.
Великолепный дизайн
и безопасность*



Lojer 105E




QR код для просмотра
видео, ссылка
<http://youtu.be/TwpOU91j7iE>

LOJER® For easy care

Lojer 105E	105E-2 секции (M2)	105E-2 секции (M2H)	105E 4 секции (M4)	105E-4 секции (M4H)
Количество секций	2	2	4	4
Ширина (см)	55,60,65,80	55,60,65,80	55,60,65,80	55,60,65,80
Кожзаменитель SKAI Fashion (16 цветов)	•	•	•	•
Кожзаменитель SKAI Clinica (3 цвета)	опция	опция	опция	опция
Регулируемые опоры для рук	-	-	•	•
Боковые опоры	опция	опция	опция	опция
Регулируемая головная секция (пневмопривод)	•	•	•	•
Головная секция с двойной артикуляцией	-	-	опция	опция
Центрально-регулирующиеся колеса (Ø 75мм)	опция	опция	опция	опция
Упор для регулировки на неровной поверхности	•	•	•	•
Диапазон регулировки высоты (см)	45-92	49-90	45-92	49-90
Электропривод при помощи ножной педали	•	-	•	-
Гидропривод высоты	-	•	-	•
Дополнительный ручной или ножной пульт управления	опция	-	опция	-
Педаль в виде рамы для регулировки высоты стола	опция	-	опция	-
Нижняя рама овальной формы	•	•	•	•
Держатель одноразовых простыней (50 или 60 см.)	опция	опция	опция	опция
Аккумуляторная батарея	опция	-	опция	-
Безопасная рабочая нагрузка	210 кг.	210 кг.	210 кг.	210 кг
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	•	•	•	•
Гарантия (лет)	2/10	2/10	2/10	2/10
Страна производства	Финляндия	Финляндия	Финляндия	Финляндия

• =стандарт - =недоступно



Регулируемые опоры для рук




Боковые опоры



Держатель одноразовых простыней



Центрально-регулирующиеся колеса, педаль регулировки высоты в виде рамы



Варианты формы ложа



Варианты цветовых решений
<http://www.lojer.com/service/material-options>