

Санитарное оборудование

Долговечность и удобство использования

Конструкция выпускаемого компанией Lojer санитарного оборудования процедур разработана в тесном взаимодействии с медицинским персоналом, что привело к созданию ассортимента функциональной продукции.

Прочная каталка для душевых процедур имеет гидравлическую регулировку высоты ножной педалью в диапазоне 54 – 87 см. Каталка оснащена теплоизоляционной обивкой и подушкой. Боковые ограждения могут легко регулироваться с обоих концов. Каркас выполнен из нержавеющей стали с эпоксидным покрытием. Каталка оснащена высококачественными, износостойкими, водонепроницаемыми колесами диаметром 150 мм и блокирующимся направляющим колесом, облегчающим маневрирование в палате и в коридорах. Для слива воды каталка наклоняется с помощью пневмопружины; каталка снабжена дренажным шлангом и фиксирующей скобой.

Кресло для душевых процедур 4080 – исключительно прочное, имеет гидравлическую регулировку высоты и регулируемые по высоте упоры для ног, которые отворачиваются в сторону, поднимающиеся подлокотники, которые могут быть использованы как опорная рама. Рама кресла выполнена из нержавеющей стали и снабжена изготовленными из нержавеющей стали колесами диаметром 125 мм с индивидуальной блокировкой и блокирующимся направляющим колесом. Секции сиденья и спинки выполнены из мягкого полиуретана с противоскользящим покрытием. Диапазон регулировки высоты составляет 53 – 86 см. (гидропривод) и регулируется ножной педалью. Кресло соответствует большинству моделей унитазов и может быть использовано в сауне (с ограничением по высоте до 86 см по высоте).

”Разработано в тесном сотрудничестве с медицинским персоналом”



Кресло для душа 4080



Каталка для душа 4310

LOJER® For easy care

Healthcare | Senior Care | Medical Wellness



Санитарное оборудование	Каталка 4310	Кресло 4080
Каркас из нержавеющей стали с эпоксидным покрытием	X	X
Материал сиденья, мягкий полиуретан с нескользящим покрытием	-	X
Диапазон регулировки высоты, гидропривод, см.	54..87	53..86
Ширина ложа, см.	66	48
Общая ширина, см.	66 (77)	64
Вес, кг.	74	47
Длина ложа 190 см.	X	-
Глубина, 45 см.	-	X
Длина спинки, 24 см.	-	X
Колеса из нержавеющей стали, мм.	150	125
Направляющее колесо	X	X
Поворачиваемые упоры для ног	-	X
Опоры для рук	-	X
Подушка под голову, теплоизоляционная	X	-
Матрац теплоизоляционный	X	-
Водяная подушка с отверстием	-	•
Пластиковая емкость	-	•
Шейный упор	-	•
Крышка для сиденья	-	•
Устройство для гипса	-	•
Безопасная рабочая нагрузка 150 кг.	X	X
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	X	X
Гарантия 2 года	X	X
Страна происхождения	Финляндия	Финлянди

Стандарт = X, Опция= •, Недоступно= -



LOJER® For easy care

Представительство в России – ООО «Лойер Медикал» Россия, Москва, ул. Верейская 29 стр. 134
Тел. +7 (495) 725 06 95 | russia@lojer.com | www.lojer.com

