



Стол-вертикализаторы Lojer

Специализированные столы для проведения ортостатической пробы и реабилитации пациентов


Эти ортостатические столы предназначены для укрепляющей терапии и для того, чтобы помочь пациентам встать на ноги. Столы имеют электропривод высоты и электропривод из горизонтального положения в вертикальное и наоборот.

Качество выбранных материалов обеспечивает максимальную безопасность пациентов. Столы имеют эргономичный дизайн, его края имеют закругленные формы, поверхность выполнена из качественного кожзаменителя. Упоры для рук бесступенчато фиксируются на боковых рельсах, выполненных из нержавеющей стали. В стандартной комплектации столы имеют два узких ремня для фиксации пациента и широкий ремень для фиксации нижних конечностей.

«Высококачественные столы для проведения терапии самых требовательных пациентов»



Вертикализатор Lojer Multi-Tilt Table



Вертикализатор Lojer Tilt Table

LOJER® For easy care

■ Medical Wellness | Healthcare | Senior Care






Характеристики	Lojer Tilt Table	Lojer Multi-Tilt
Длина	190 см.	190 см.
Ширина	67 см.	67 см.
Вес	120 кг.	128 кг.
Диапазон регулировки ложа, электропривод	0...90°	0...90°
Диапазон регулировки спинной секции, пневмопривод	-	0...80°
Время привода из горизонтального положения в вертикальное	27 сек.	27 сек.
Безопасная рабочая нагрузка при работе от сети	200 кг.	200 кг.
Безопасная рабочая нагрузка при работе от аккумуляторов	120 кг.	120 кг.
Рельсы для крепления принадлежностей	X	X
Индивидуально-блокирующиеся колеса Ø 125 мм.	X	X
Центрально-блокирующиеся колеса Ø 125 мм.	•	•
Кожзаменитель SKAI Fashion (13 цветов)	X	X
Ручной экстренный привод ложа	•	•
Упоры для рук (2 шт.)	X	X
Набор фиксирующих ремней (3 шт.)	X	X
Аккумуляторная батарея	•	•
Рабочий столик с мягкими подлокотниками	•	X
Регулируемая подставка для ног, односекционная	X	-
Регулируемая подставка для ног, двухсекционная	•	X
Упоры для локтя	•	•
Страна происхождения	Финляндия	Финляндия

Стандарт = X Опция = • Недоступно = -

Принадлежности



Упоры для рук



Набор фиксирующих ремней



Рабочий столик



Подставка для ног, односекционная



Подставка для ног, двухсекционная



Упоры для локтя

LOJER® For easy care

Представительство Lojer Oy в России
Россия, Москва, ул. Вере́йская 29 стр. 134 | БЦ "Вере́йская Плаза III"
Тел. +7-495 -725-06-95 | www.lojer-medical.ru

