



Каталка медицинская Lojer 4315

Надежное решение для транспортировки пациента

Популярная модель каталки, особенностями которой являются гидравлическая регулировка высоты ножной педалью, регулировка спинной секции и положения тренделенбург с помощью пневмопривода. Кроме того, каталка имеет высокорасположенный поручень для ее перемещения, который может быть отведен в сторону, амортизирующие бамперы, колеса с центральной блокировкой, гнезда под крепление штативов для внутривенных вливаний и боковые ограждения.

“Легкая конструкция, оптимальное сочетание цены и качества.”



Каталка Lojer 4315

LOJER® For easy care

■ Healthcare | Senior Care | Medical Wellness





| Каталка медицинская транспортная | Lojer 4315 |
|---|---------------------------|
| Диапазон регулировки высоты, гидропривод | 55...85 см. |
| Ширина | ложе 63 см., общая 74 см. |
| Ширина ложа 70 см. (общая ширина 79 см.) | • |
| Длина | 202 см |
| Вес, стандартная модель/ модель шириной ложа 70 см. | 78 kg / 81 кг. |
| Длина спинной секции | 72 см. |
| Регулировка спинной секции, пневмопривод, в диапазоне 0-70° | X |
| Тренделенбург, 16° | X |
| Кожзаменитель SKAI Fashion (13 цветов) | X |
| Центрально-блокирующиеся колеса Ø125 мм. | X |
| Центрально-блокирующиеся колеса Ø150 мм. | • |
| Держатель рентгенкассеты | • |
| Держатель одноразовых простыней | • |
| Держатель кислородного баллона на 5 кг. | • |
| Корзина для личных принадлежностей | • |
| Фиксирующие ремни | • |
| Боковые ограждения | • |
| Инфузионная стойка | • |
| Матрац шириной 7 см. | • |
| Антистатический матрац шириной 7 см. | • |
| Безопасная рабочая нагрузка 170 кг. | X |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, МЗ Украины | X |
| Гарантия 2 года | X |
| Страна происхождения | Финляндия |

Стандарт = X, Опция = •, Недоступно = -

Аксессуары



Боковые ограждения



Инфузионная стойка



Корзина для личных принадлежностей

LOJER® For easy care

Представительство в России – ООО «Лойер Медикал» Россия, Москва, ул. Верейская 29 стр. 134
Тел. +7 (495) 725 06 95 | russia@lojer.com | www.lojer.com

