



HUBBARD PLUS



aquaviva®

HUBBARD PLUS



Max./užitočný objem vane	370 / 300 l
Čas naplnenia/vyprázdenia	9 / 9 min
Napájanie	230 V / 50 Hz
Príkion	30 VA
Hmotnosť	80 kg
Rozmery (d x š x v) v mm	1935 x 1500 x 760

Základné vybavenie:

- 4.3" LCD
- automatické zastavenie napúšťania
- ochrana proti pretečeniu vane
- termostatická batéria
- chromatoterapia: 24 svetiel, 8 farieb
- sprcha pre hygienickú očistu
- schodík dvojstupňový

Doplňkové vybavenie:

- zabudovaná perlička: 180 trysiek
- elektromagnetický odstraňovač vodného kameňa
- schodík dvojstupňový so zábradlím



Max./useful bath tub capacity	370 / 300 l
Filling/drainage time	9 / 9 min
Power supply	230 V / 50 Hz
Power input	30 VA
Weight	80 kg
Dimensions (l x w x h) mm	1935 x 1500 x 760

Basic equipment:

- 4.3" LCD
- automatic stop of water filling
- overflow protection
- thermostatic water mixing valve
- chromatotherapy: 24 lights, 8 colors
- sanitary shower
- two-stage steps

Optional equipment:

- built-in bubble grid: 180 jets
- electromagnetic incrust stopper
- two-stage steps with handrail



Макс./полезный объем ванны	370 / 300 л
Время наполнения/опорожнения	9 / 9 мин
Напряжение/частота	230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	30 ВА
Вес	80 кг
Размеры /д x ш x в/ в мм	1935 x 1500 x 760

Основное оснащение:

- 4.3" LCD дисплей
- автоматическая остановка наполнения водой
- защита от переполнения
- регулировка температуры впускаемой воды с термостатической батареей
- хроматотерапия: 24 лампы, 7 цветов
- душ для очистки
- двухступенчатые ступеньки

Дополнительное оснащение:

- встроенная пузырьковая решетка 180 форсунок
- электромагнит для удаления накипи
- перила для двухступенчатой ступеньки