





Chirana Progress
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Slovakia

tel.: +421 33 7956211
e-mail: chirana@chirana-progress.sk
www.chirana-progress.sk





Полезный объем	280 л
Производительность насоса / давление	433 л/мин / 0.36 МПа
Размеры	2500 x 960 x 920-942 мм
Мощность	2200 ВА
Напряжение питания / частота	3 x 400 В / 50 (60) Гц

Подводной массаж





Полезный объем	280 л
Производительность насоса / давление	433 л/мин / 0.36 МПа
Размеры	2500 x 960 x 920-942 мм
Мощность	2200 ВА
Напряжение питания / частота	3 x 400 В / 50 (60) Гц

Подводной и вихревой массаж





Полезный объем	280 л
Производительность насоса / давление	433 л/мин / 0.48 МПа
Размеры	2500 x 960 x 920-942 мм
Мощность	2500 ВА
Напряжение питания / частота	3 x 400 В / 50 (60) Гц

Подводной и вихревой массаж





Полезный объем	280 л
Производительность насоса / давление	433 л/мин / 0.48 МПа
Размеры	2500 x 960 x 920-942 мм
Мощность	2500 ВА
Напряжение питания / частота	3 x 400 В / 50 (60) Гц

Автоматический подводный и вихревой массаж





Полезный объем	260 л
Производительность насоса / давление	433 л/мин / 0.48 МПа
Размеры	2500 x 960 x 920-942 мм
Мощность	2500 ВА
Напряжение питания / частота	3 x 400 В / 50 (60) Гц

Автоматический подводный и вихревой массаж

aquaviva®

Ocean® Economy

Ocean® Standard

Ocean® Forte

Ocean® Forte PC

Ocean® de Luxe



Полезный объем	200 л
Размеры	2200 870 x 790-815 мм

Бальнеологическая ванна





Полезный объем	200 л
Производительность насоса / давление	433 л/мин / 0.36 МПа
Размеры	2200 x 870 x 790-815 мм
Мощность	2200 ВА
Напряжение питания / частота	3 x 400 В / 50 (60) Гц

Комбинированная бальнеологическая и вихревая ванна





Полезный объем	200 л
Размеры	2200 x 870 x 790-815 мм
Мощность	450 ВА
Напряжение питания / частота	230 В / 50 (60) Гц

Комбинированная бальнеологическая и вихревая ванна





Полезный объем	200 л
Производительность насоса / давление	433 л/мин / 0.36 МПа
Размеры	2200 x 870 x 790-815 мм
Мощность	2650 ВА
Напряжение питания / частота	3 x 400 В / 50 (60) Гц

Комбинированная бальнеологическая и вихревая ванна





Полезный объем	200 л
Производительность насоса / давление	450 л/мин / 0.35 МПа
Размеры	2200 x 870 x 790-815 мм
Мощность	2300 ВА
Напряжение питания / частота	3 x 400 В / 50 (60) Гц

Автоматический подводный и вихревой массаж



Водяные форсунки



Воздушные форсунки



Количество форсунок



Подводный массаж



Базовое оснащение



Дополнительное оснащение



Количество массажных зон



Электротерапия

Дополнительное оборудование, в зависимости от модели, включает :

- RGB хромотерапия
- Воздушный массаж (жемчужная ванна)
- Автоматическое заполнение
- Пульсация гидромассажа
- Синусоидный / волновой / лимфатический массаж
- Электромагнитный смягчитель воды
- Озонотерапия
- Магнитотерапия
- Подключение к сливу и наполнению из системы рециркуляции
- RGB подсветка пространства вокруг ванны
- RGB подсветка вокруг панели управления
- Автоматическая дезинфекция
- Log-file - сохранение данных об эксплуатации ванны

Все показанные фото приведены для ознакомления. Характеристики изделий могут изменяться в зависимости от дополнительного оснащения.

Более подробную информацию можно найти на сайте производителя:
www.chirana-progress.sk

Laguna®

Laguna® Plus

Laguna® Bubble

Laguna® Plus Bubble

Laguna® Tornado

Пояснения



24

180





Полезный объем	20 л
Размеры	2500 x 960 x 920 мм
Мощность	50 ВА
Напряжение питания / частота	230 В / 50 (60) Гц

Гальваническая ванна для целого тела / ванна для диадинамотерапии

Electra® CG



12

60/140



Полезный объем	700 л
Производительность насоса / давление	233 л/мин / 0,48 МПа
Размеры	2700 x 1930 x 980 мм
Мощность	1500 ВА
Напряжение питания / частота	3 x 400 В / 50 (60) Гц

Подводной и вихревой массаж

Ванна губбарда



180



Полезный объем	370 л
Производительность насоса / давление	133 л/мин / 0,57 МПа
Размеры	2600 x 1000 x 1200 мм
Мощность	1100 ВА
Напряжение питания / частота	3 x 400 В / 50 (60) Гц

Подводной массаж

VOD 56®



Полезный объем	300 л
Производительность насоса / давление	133 л/мин / 0,57 МПа
Размеры	1935 x 1500 x 760 мм
Мощность	30 ВА
Напряжение питания / частота	230 В / 50 (60) Гц

Бальнеологическая / родовая ванна

VOD 47 ML / OL, Relax®



Давление воды	0,3 - 0,5 МПа
Размеры	500 x 1000 x 1120 мм
Расстояние до пациента	4 - 5 м

Пульт разбрызгивания

Niagara® Niagara® Plus



Емкость	14 - 21 л
Рабочая температура торфяных теплоносителей	40 - 45 °С
Рабочая температура парафина	56 - 58 °С
Диапазон контроля температуры	0 - 90 °С
Напряжение питания / частота	230 В / 50 Гц
Мощность	1500 - 2 x 1500 ВА

Подогрев парафина или торфа

Тер®



52





Виды токов:

а) Гальванический постоянный ток

б) Синусоидальный ток

в) Фарадический ток

г) Ток остроконечной формы

д) Пилообразный ток

Дополнительные настройки для импульсных токов:

MF однофазный ток,

DF двухфазный ток,

CP ток с короткими периодами,

LP ток с длинными периодами

Полезный объем - руки / ноги	13 / 24,5 л
Размеры	1280 x 950 x 975 мм
Мощность	30 ВА
Напряжение питания / частота	230 В / 50 (60) Гц

4 -камерная гальваническая / ванна для диадинамотерапии

Electra®



23

101

2

Полезный объем	270 л
Производительность насоса / давление	375 л/мин / 0,17 МПа
Размеры	1520 x 870 x 1035 мм
Мощность	1500 ВА
Напряжение питания / частота	230 В / 50 (60) Гц

Вихревая ванна для ног

Casace® Plus



23

101

3

Полезный объем	270 л
Производительность насоса / давление	235 л/мин / 0,48 МПа
Размеры	1520 x 870 x 1035 мм
Мощность	1500 ВА
Напряжение питания / частота	3 x 400 В / 50 (60) Гц

Вихревая ванна для ног

Cascade®



12

46

3

Полезный объем	30 л
Размеры	950 x 870 x 1050 мм
Мощность	1500 ВА
Напряжение питания / частота	230 В / 50(60) Гц

CORAL LYMFO



12

Полезный объем	30 л
Размеры	950 x 870 x 1050 мм
Мощность	550 ВА
Напряжение питания / частота	3 x 400 В / 50 (60) Гц

Вихревая ванна для рук

Coral®, Coral® Lymfo



34

2

Полезный объем	30 л
Размеры	1060 x 660 x 795 - 1445 мм
Мощность	600 ВА
Напряжение питания / частота	230 В / 50 (60) Гц

LASTURA HOBBY



18

Полезный объем	40 л
Размеры	1060 x 660 x 795 - 1445 мм
Мощность	800 ВА
Напряжение питания / частота	230 В / 50 (60) Гц

Вихревая ванна для детей / конечностей

Lastura® / Hobby




14

Полезный объем	54 л
Размеры	880 x 760 x 790 мм
Мощность	800 ВА
Напряжение питания / частота	230 В / 50 (60) Гц

Вихревая ванна для ног

Lastura®



Расход воздуха при 50 кПа	40 л/мин
Вес	4 кг
Число отверстий	прибл. 2000

Пузырьковая решетка

Добавление